

Scan for more information



Check out our new learning platform Reliance U! www.RelianceU.tech

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue, Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com



EMERGO EUROPE

Prinssengracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney, NSW 2000, Australia



EXTEND® LTR LONG TERM RETENTION TMA WIRE

INSTRUCTIONS FOR USE



RelianceOrthodontics.com

EN ENGLISH TRANSLATION

INDICATIONS FOR USE: Reliance Extend LTR is intended for use as a lingual retention wire.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Using the provided measuring device, seat the midline notch firmly at the interproximal gap.
- The selection line that fully clears the distal edge of the patient’s lateral will correspond to one of 5 wire sizes.
- Once the proper size has been selected, a contouring plier can be used for final adaptations. Note: Extend™ wires should be sandblasted on the beveled bonding section of the cuspsids. Uniform flush adaptation across all lingual surfaces is imperative for long-term success.

Chairside intraoral preparation

- Smooth any pronounced marginal ridges on the cuspsid as necessary.
- Prophy and then sandblast the lingual enamel surface on the lower cuspsid. Acid etch for 30 seconds. Rinse and dry thoroughly.
- Apply 1 coat of Assure Plus to the etched tooth surfaces. Lightly air dry.
- Place 3 loops of dental floss in the interproximal contacts at the midline and at the lateral/cuspid contacts.
- Using LCR light cure paste, extrude a small amount of paste over the wire on each cuspid. Use enough paste to cover the wire and bond to the enamel.
- Dip a Microbrush into Assure Plus and spread the paste to a smooth finish in a gingival-incisal motion. Lightly air dry.
- Light cure the paste on each tooth to ensure full polymerization.
- Remove the dental floss and check for any excess composite in the contacts.

- ⊕ Dispose of Properly ⊕ Flammable as a dust
- Ⓢ Do not Re-Use

TO REORDER: Kit: REF# EXK

Components: REF# EX18 – 18mm wires (5), REF# EX20 – 20mm wires (5), REF# EX22 – 22mm wires (5), REF# EX24 – 24mm wires (5), REF# EX26 – 26mm wires (5).

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

BG BULGARIAN TRANSLATION

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Extend LTR на Reliance е предназначена за използване като лингвална задържаща жица.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Използвайки предоставеното измерващо устройство, фиксирайте здраво зъбчето на средната линия в интерпроксималния луфт.
- Линията на избор, която изцяло изчиства дисталния ръб на страната на пациента, ще отговаря на един от 5-те размера на жицата.
- След като бъде избран правилният размер, за окончателни корекции може да се използва контурни клещи. Забележете: Жиците на Extend™ трябва да се поставят на скоения свързващ участък на кучешките зъби. Равномерното приспособяване на потока по всички лингвални повърхности е наложително за дългосрочен успех.

Настолна интраорална подготовка

- Изгладете всички изразени маргинални ръбове на кучешките зъби, ако е необходимо.
- Почистете и след това почистете с пясъчна струя лингвалната емайллова повърхност на долните кучешки зъби. Извършете ецване с киселина за 30 секунди. Изплакнете и подсушете добре.
- Нанесете 1 слой от Assure Plus върху обработените с ецване зъбни повърхности. Подсушете леко с въздух.
- Поставете 3 бримки на конец за зъби в междупроксималните контакти по средната линия

и в страничните контакти/контактите на кучешките зъби.

- Използвайки LCR наста за леко втвърдяване, изстиснете малко количество паста върху жицата на всеки кучешки зъб. Използвайте достатъчно паста, за да покриете жицата и да връзката с емайла.
- Потопете микрочетка в Assure Plus и разнесете пастата до гладко покритие с гингивално-инцизно движение. Подсушете леко с въздух.
- Втвърдете леко пастата на всеки зъб, за да гарантирате пълна полимеризация.
- Извадете конца за зъби и проверете за излишък от композит в контактите.

- ⊕ Изхвърлете правилно ⊕ Запалимо като прах
- Ⓢ Не използвайте повторно

ЗА ПОВТОРНА ПОРЪЧКА: Комплект: РЕФ. № EXK
Компоненти: РЕФ. № EX18 - 18-милиметрови жици (5), РЕФ. № EX20 - 20-милиметрови жици (5), РЕФ. № EX22 - 22-милиметрови жици (5), РЕФ. № EX24 - 24-милиметрови жици (5), РЕФ. № EX26 - 26-милиметрови жици (5).

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontics Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се докаже, че са дефектни. Reliance Orthodontic Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДИПИСАНИЕ: Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

CS CZECH TRANSLATION

INDIKACE K POUŽITÍ: Reliance Extend LTR je určen k použití jako lingvální retenční drát.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Pomocí dodaného měřičho zařízení posuňte středovou drážku pevně do interproximální mezery.
- Selekční linie, která zcela vyčistí distální okraj laterální strany pacienta, bude odpovídat jedné z 5 velikostí drátu.
- Jakmile je vybrána správná velikost, lze pro konečné přizpůsobení použít kleště na kontury. Poznámka: Dráty Extend™ by měly být otryskány na zkosené části bondování špičáků. Pro dlouhodobý úspěch je nezbytná rovnoměrná adaptace zarovnaní u všech lingválních povrchů.

Intraorální příprava na zubařském křesle

- Podle potřeby vyhladte všechny výrazné okrajové hřebený na špičáčkch.
- Proveďte profylaxi a poté otryskejte lingvální povrch skloviny na dolních špičáčkch. Leptejte kyselinou po dobu 30 sekund. Opláchněte a důkladně osušte.
- Naneste 1 vrstvu pryskyřice Assure Plus na leptané povrchy zubů. Lehce osušte vzduchem.
- Umístěte 3 smyčky dentální nitě do interproximálních styčné plochy na středové línii a na laterální/špičáčkové styčné plochy.
- Pomocí světlem polymerované pasty LCR vytlačte malé množství pasty přes drát na každém špičáčku. Použijte dostatečné množství pasty na zakrytí drátu a přilnutí ke sklovině.
- Ponořte do pryskyřice Assure Plus mikrokartáček a rozetřete pastu do hladkého povrchu pohybem od dásně ke incizální ploše. Lehce osušte vzduchem.
- Pastu polymerujte světlem na každém zubu, abyste zajistili úplnou polymeraci.
- Vyjměte dentální nit zkontrolujte, zda v kontaktech není nadbytek kompozitu
- Likvidujte řádně ⊕ Hořlavý jako praח
- Ⓢ Nepoužívejte opakovaně.

ОРАКОВАНА ОБЈЕДНАВКА: Sada: REF# EXK
Komponenty: Drátý REF # EX18 – 18 mm (5), drátý REF # EX20 – 20 mm (5), drátý REF # EX22 – 22 mm (5), drátý REF # EX24 – 24 mm (5), drátý REF # EX26 – 26 mm (5).

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktu, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné,

vyplývající z použití nebo nemožnosti používat produkty, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKÁRSKÝ PŘEDPIS: USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávký zubního lékaře nebo na jejím základě.

DA DANISH TRANSLATION

INDIKATIONER Reliance Extend LTR er beregnet som en lingual langtdis retentionsbøjle.

BRUGSANVISNING

- Brug den medfølgende måleanordning til at sætte midtlinjemærket fast ved det interproksimale mellemrum.

2. Selektionslinjen, der fuldstændigt clearer den distale kant af patientens laterale, svarer til en af 5 bøjlestørrelser.

3. Når den korrekte størrelse er valgt, kan en profileringsstang anvendes til den endelige tilpasning. Bemærk: Extend™-bøjler skal sandblæses på det afskrå bondingområde af hjørnetænderne. En ensartet skylletilpasning på tværs af alle linguale overflader er strengt nødvendig for vellykket resultat på lang sigt.

Toiside intraoral præparation

- Udjern eventuelle udtalte randkanter på hjørnetænderne, hvis nødvendigt.
- Rens og sandblæs derefter den linguale emaljeoverflade på underhjørnetænderne. Syræts i 30 sekunder. Skyl, og tør omhyggelig.
- Påfør 1 lag Assure Plus på de ætsede tandoverflader. Lufttør let.
- Anbring 3 sløjfer med tandtråd i de interproksimale kontakter i midtlinjen og ved laterale/ hjørnetandskontakter.
- Ved hjælp af LCR Iyshærdende pasta, ekstruderes en lille mængde pasta over bøjlen på hver hjørnetand. Brug nok pasta til at dække bøjlen og bond den til emaljen.
- Dyp en mikrobørste i Assure Plus og spred pastaen til en glat finish i en gingival-incisal bevægelse. Lufttør let.
- Lyshærd pastaen på hver tand for at sikre fuld polymerisation.
- Fjern tandtråden, og kontroller, om der er overskydende komposit på kontakterne.

- ⊕ Bortskaf korrekt ⊕ brandfarligt som støv
- Ⓢ Má ikke genbruges

GENBESTILLING: Sæt: REF# EXK

Komponenter: REF# EX18 – 18mm wires (5), REF# EX20 – 20mm wires (5), REF# EX22 – 22mm wires (5), REF# EX24 – 24mm wires (5), REF# EX26 – 26mm wires (5).

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: Amerikansk Føderal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlæge.

DE GERMAN TRANSLATION

ANWENDUNGSHINWEISE : Reliance Extend LTR ist zur Verwendung als lingualer Retentionsdraht vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Die Mittellinienkerbe mit dem mitgelieferten Messgerät fest am interproximalen Spalt platzieren.
- Die Auswahllinie, die den distalen Rand auf der lateralen Seite des Patienten vollständig freigibt, entspricht einer von 5 Drahtgrößen.
- Sobald die richtige Größe ausgewählt wurde, kann für die abschließenden Anpassungen eine Konturierzange verwendet werden. Hinweis: Extend™ Drähle sollten auf dem abgeschragten Klebebereich der Eckzähne sandgestrahlt werden. Für den langfristigen Erfolg ist eine einheitliche bündige Anpassung über alle Lingualflächen unerlässlich.

Intraorale Vorbereitung auf dem Behandlungsstuhl

- Eventuell ausgeprägter Randleisten an den Eckzähnen nach Bedarf glätten.
- Eine Reinigung durchführen und danach die linguale Schmelzoberfläche an den unteren Eckzähnen sandstrahlen. Konditionierung über 30 Sekunden. Gründliche Spülung und Trocknung.
- 1 Schicht Assure Plus auf die konditionierten Zahnoberflächen auftragen. Vorsichtig mit Luft verblasen.
- 3 Schlingen Zahnside in die interproximale Kontakte an der Mittellinie und an den seitlichen und Eckzahn-Kontakten legen.
- Die LCR lichthärtende Paste verwenden und auf jedem Eckzahn eine kleine Menge der Paste über den Draht spritzen. Genügend Paste verwenden, damit der Draht bedeckt und ein Haftverbund mit dem Zahnschmelz erzielt wird.
- Einen Microbrush in Assure Plus eintauchen und die Paste in einer gingival-inzisalen Bewegung zu einer glatten Oberfläche verteilen. Vorsichtig mit Luft verblasen.
- Die Paste auf jedem Zahn mit Licht aushärten, um eine vollständige Polymerisierung zu gewährleisten.
- Die Zahnside entfernen und prüfen, ob in den Kontakten überschüssiges Komposit vorhanden ist.

- ⊕ Ordnungsgemäß entsorgen ⊕ Als Staub entflammbar
- Ⓢ Nicht wiederverwenden

ZUR NACHBESTELLUNG: Kit: REF# EXK

Komponenten: REF# EX18 - 18-mm-Drähte (5), REF# EX20 - 20-mm-Drähte (5), REF# EX22 - 22-mm-Drähte (5), REF# EX24 - 24-mm-Drähte (5), REF# EX26 - 26-mm-Drähte (5).

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

EL GREEK TRANSLATION

ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το Reliance Extend LTR προορίζεται για χρήση ως γλωσσικό σύρμα συγκράτησης.

ΟΔΗΓΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη συσκευή μέτρησης για να τοποθετήσετε σταθερά την εγκοπή της μεσαίας γραμμής στον κενό χώρο των όμορων επαφών των δοντιών.
- Η γραμμή επιλογής που απεικεί πλήρως το άπνο άκρο στο πλάι του ασθενούς αντιστοιχεί σε ένα από τα 5 μέγεθη συρμάτων.
- Μόλις επιλεγεί το σωστό μέγεθος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πένσα διαμόρφωσης για τις τελικές προσαρμογές. Σημείωση: Τα σύρματα Extend™ θα πρέπει να καθαρίζονται με αμμοβολή στο λοξοτομημένο τμήμα συγκόλλησης των κυνοδόντων. Η ομοίομορφη προσαρμογή σε όλες τις γλωσσικές επιφάνειες είναι απαραίτητη για μακροπρόθεση επιτυχία.

Ενδοστοματική παρασκευή στο ιατρείο

- Λειάνετε τις προεξέχουσες παρυφές στους κυνοδόντες, όπως απαιτείται.
- Προφιλάξτε και στη συνέχεια καθαρίστε με αμμοβολή τη γλωσσική επιφάνεια της αδαμαντίνης στους κάτω κυνοδόντες. Αδροτοποιήτε με οζύ για 30 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.
- Εφαρμόστε 1 στρώση Assure Plus στις αδροτοποιημένες επιφάνειες των δοντιών. Στεγνώστε ελαφρά με αέρα.
- Τοποθετήστε 3 βρόχους οδοντικού νήματος στις όμορες επαφές των δοντιών στη μεσαία γραμμή και στις πλευρικές επαφές / επαφές στους κυνοδόντες.
- Χρησιμοποιήστε τη φωτοπολυμεριζόμενη πάστα LCR για να εξωθήσετε μια μικρή ποσότητα πάστας επάνω στο σύρμα κάθε κυνοδόντα. Χρησιμοποιήστε αρκετή ποσότητα πάστας για να καλύψετε το σύρμα και τον σύνδεσμο στην αδαμαντίνη.

- Βυθίστε ένα Microbrush στο Assure Plus και απλώστε την πάστα ομοίομορφα με κατευθυνση της κίνησης από τα ούλα προς τις κοπτικές επιφάνειες. Στεγνώστε ελαφρά με αέρα.
- Φωτοπολυμερίστε την πάστα σε κάθε δόντι για να διασφαλίσετε τον ολοκληρωμένο πολυμερισμό.
- Αφαιρέστε το οδοντικό νήμα και ελέγξτε για τυχόν περίσσεια σύνθετου υλικού στα σημεία επαφής.

- ⊕ Απορρίψτε σωστά ⊕ Εύφλεκτο ως σκόνη
- Ⓢ Μην επαναχρησιμοποιείτε

ΓΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΓΕΓΛΙΑ: Kit: Αριθμός αναφοράς EXK

Εξαρτήματα: Αριθμός αναφοράς EX18 – Σύρματα 18 mm (5), Αριθμός αναφοράς EX20 – Σύρματα 20 mm (5), Αριθμός αναφοράς EX22 – Σύρματα 22 mm (5), Αριθμός αναφοράς EX24 – Σύρματα 24 mm (5), Αριθμός αναφοράς EX26 – Σύρματα 26mm (5).

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η Reliance Orthodontic Products, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει τα προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. Η Reliance Orthodontic Products, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή μετρημένες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των προϊόντων όπως περιγράφεται. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετική με το παρόν.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΗΓΙΑ Ο μορισπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ή κατόπιν εντολής οδοντιάτρου.

ES SPANISH TRANSLATION

INDICACIONES DE USO: Reliance Extend LTR está diseñado para el uso como alambre de retención lingual.

INSTRUCCIONES DE USO

- Con el dispositivo de medición suministrado, asiente la muesca de la línea media firmemente en el espacio interproximal.
- La línea de selección que despeja completamente el borde distal del lateral del paciente corresponderá a uno de los 5 tamaños de alambre.
- Una vez seleccionado el tamaño adecuado, se puede utilizar un alicate para contornear para las adaptaciones finales. Nota: Se deben arenar los alambres Extend™ en el bisel para el cementado de las cúspides. Es fundamental la adaptación uniforme de la descarga a través de todas las superficies linguales para el éxito a largo plazo.

Preparación intraoral en el sillón

- Suavice cualquier cresta marginal pronunciada en las cúspides según sea necesario.
- Realice la profilaxis y luego arene la superficie del esmalte lingual en las cúspides inferiores. Realice el grabado ácido durante 30 segundos. Enjuague y seque bien.
- Aplique una capa de Assure Plus a las superficies grabadas de los dientes. Seque ligeramente con aire.
- Coloque 3 lazos de hilo dental en los contactos interproximales en la línea media y en los contactos entre laterales y cúspides.
- Usando pasta de fotopolimerización LCR, coloque una pequeña cantidad de pasta sobre el alambre en cada cúspide. Use suficiente pasta como para cubrir el alambre y adherirlo al esmalte.
- Sumerja un micropincel en Assure Plus y extienda la pasta hasta obtener un acabado suave con un movimiento gingival-incisal. Seque suavemente con aire.
- Realice la fotopolimerización de la pasta en cada diente para asegurar la completa polimerización.
- Retire el hilo dental y compruebe si hay restos de composite en los contactos.
- Deshechar de forma adecuada ⊕ Inflamable como polvo
- Ⓢ No reutilizar

INFORMACIÓN PARA NUEVOS PEDIDOS: Kit: REF# EXK

Componentes: REF# EX18 - Alambres de 18 mm (5), REF# EX20 - Alambres de 20 mm (5), REF# EX22 – Alambres de 22 mm (5), REF# EX24 - Alambres de 24 mm (5), REF# EX26 - Alambres de 26 mm (5).

GARANTÍA: Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume

responsabilidad alguna por daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se describe. Antes de usar el producto, es responsabilidad del usuario determinar si es adecuado para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

VENTA BAJO RECETA: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o por indicación de este.

FR FRENCH TRANSLATION

INDICATIONS D'UTILISATION : Le Reliance Extend LTR est destiné à être utilisé comme fil de rétention lingual.

MODE D'EMPLOI

- A l'aide du dispositif de mesure fourni, placer l'encoche de la ligne médiane fermement au niveau l'écart interproximal.
- La ligne de sélection qui dégage complètement le bord distal de la partie latérale du patient correspondra à l'une des 5 tailles de fil.
- Une fois la bonne taille choisie, une pince à contourner peut être utilisée pour l'application finale. Remarque : Les fils Extend™ doivent être sablés sur la partie bisauté de la liaison des cuspidés. Une application uniforme du produit sur toutes les surfaces linguales est impérative pour un succès à long terme.

Préparation intrabuccale sur le fauteuil

- Lisser les crêtes marginales prononcées sur les cuspidés, si nécessaire.
- Procéder à la prophylaxie et au sablage de la surface de l'émail lingual sur les cuspidés inférieures. Morcander pendant 30 secondes. Rincer et sécher soigneusement.
- Appliquer 1 couche d'Assure Plus sur les surfaces morcandées des dents. Laisser légèrement sécher à l'air libre.
- Placer 3 boucles de fil dentaire dans les contacts interproximaux à la ligne médiane et aux contacts latéraux/ cuspidés.
- En utilisant la pâte photopolymérisable LCR, placer une petite quantité de pâte sur le fil sur chaque cuspidé. Utiliser suffisamment de pâte pour recouvrir le fil et le coller à l'émail.
- Trempier une micro-brosse dans l'Assure Plus, puis étaler la pâte pour obtenir une finition lisse dans un mouvement gingival-incisif. Laisser légèrement sécher à l'air libre.
- Photopolymériser la pâte sur chaque dent pour assurer une polymérisation complète.

- Retirer le fil dentaire et vérifier qu'il ne reste aucun excédent de composite dans les contacts.
- Éliminer les substances ⊕ inflammables sous forme de poussière
- Ⓢ Ne pas réutiliser

POUR TOUTE NOUVELLE COMMANDE : Kit : REF# EXK
Composants : REF# EX18 - fils de 18 mm (5), REF# EX20 - fils de 20 mm (5), REF# EX22 - fils de 22 mm (5), REF# EX24 - fils de 24 mm (5), REF# EX26 - fils de 26 mm (5).

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. reconnaît la responsabilité qui lui incombe de remplacer tout produit prouvé défectueux. Reliance Orthodontic Products, Inc. décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les produits selon les indications. Avant

