

## Scan for more information



## Check out our new learning platform Reliance U! www.RelianceU.tech

## Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue, Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com



EMERGO EUROPE

Prinssgracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney, NSW 2000, Australia



# ULTRA BAND-LOK® & ULTRA BAND-LOK® BLUE

## INSTRUCTIONS FOR USE



# RELiance®

ORTHODONTIC PRODUCTS



RelianceOrthodontics.com

**ENGLISH TRANSLATION**

**INDICATIONS FOR USE:**

Ultra Band-Lok® is intended for use as an orthodontic band cement and for occlusal buildups.

**INSTRUCTIONS FOR USE:**

**Band Cementation:**

- Thoroughly prophy the teeth with 1st & Final®. Rinse, dry and isolate.
- Acid etching of the enamel is not required for cementing bands; however, it is recommended when cementing high stress bonded appliances
- Apply a bead of Ultra Band-Lok® to the inside of the band.
- Seat band, clean off any excess flash. Position light tip in close proximity to the occlusal surface of the tooth. Moving in a slow circle around the top of the band, light cure for 30 seconds. At this point the cement is fully cured, allowing for immediate placement.

If using the Luer-Loc syringes:

- UnscREW and remove the black storage cap from the tip of the syringe.
- Put the tip in place and twist clockwise until the tip is locked in position.
- When the procedure is completed, remove the tip and replace the black storage cap to keep the Ultra Band-Lok® protected from light.

**Occlusal Buildup Application:** Prophyl, rinse and dry. Etch occlusal surface for 30 seconds, then rinse, dry and isolate. Apply Ultra Band in the amount and shape required to the occlusal surface. Light cure for 20 seconds. Note: a self-etching primer can be utilized in place of phosphoric acid etching.

**Important:** Ultra Band-Lok® is sensitive to ambient light. Shield exposed unpolymerized product until the product is ready to be light cured.

⚠ **PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes.

⚠ Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.

<sup>24</sup>⚠ **TEMPERATURE LIMITATION:** Fluoride version store refrigerated (2-8°C). Light Sensitive. Avoid excessive Heat. Allow product to reach room temperature prior to use.

<sup>24</sup>⚠ NonFluoride version room temperature storage (15-30°C).

☼ Light Sensitive.

**TO REORDER:**

**Syringes with Fluoride:**

- Refer# UBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe
- Refer# UBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe
- Refer# LLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe with 10 tips

Refer# LLUBLP for Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc syringe with 10 tips

**Syringes Non-Fluoride:**

- Refer# NFUBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe NonFluoride
- Refer# NFUBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe NonFluoride
- Refer# NFLLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe NonFluoride with 10 tips

**WARRANTY:** Reliance Orthodontic Products Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

**RX ONLY:** Federal law restricts this device to sale by or to the order of a dental professional.

**BULGARIAN TRANSLATION**

**ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:**

Ultra Band-Lok® е предназначен за употреба като ортодонтиски цимент за ленти и за оклузални натрупвания.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**

**Циментирание на лентата:**

- Почистете старателно зъбите с 1st & Final®. Изплакнете, подсушете и изолирайте.
- Ешване с киселина на емайла не е необходимо за циментирание на ленти, но това ще увеличи здравината, необходима за уреди, подложени на голямо напрежение.
- Нанесете точно Ultra Band-Lok® от вътрешната страна на лентата.
- Закрепете лентата, почистете излишното количество. Позиционирайте лектя връх в непосредствена близост до оклузалната повърхност на зъба. Движейки се бавно в кръг около върха на лентата, вътдрете леко за 30 секунди. В този момент циментът е напълно вътдрен, което позволява незабавно поставяне.

**Ако използвате спринцовките Luer-Loc:**

- Развийте и сваляте черната капачка за съхранение от върха на спринцовката.
- Поставте върха на място и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато върхът се фиксира в позиция.
- Когато процедурата приключи, извадете върха и сменете черната капачка за съхранение, за да запазите Ultra Band-Lok® защитен от светлина.

**Приложение за оклузално натрупване:** Почистете, изплакнете и подсушете. Обработете чрез ешване оклузалната повърхност за 30 секунди, след това изплакнете, подсушете и изолирайте. Нанесете Ultra Band в количество и формата, необходими за оклузална повърхност. Оставете леко да се вътдрят за 20 секунди. Забележка: Вместо фосфорна киселинна може да се използва грунд за самостоятелно ешване.

**Важно:** Ultra Band-Lok® е чувствителен към околната светлина. Предлагайте изложения непوليوмеризиран продукт, докато продуктът не стане готов за ново вътдряване.

⚠ **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:** Непوليوмеризираните смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица. В случай на контакт с кожата измийте обилно със сапуи и вода. Контакт с други тъкани: незабавно изплакнете мястото на разлив с обилно количество вода в продължение на няколко минути.

⚠ Използването на UV, halогенна и LED светлина за вътдряване може да свързано с увреждане на очите. Пациентът, лекарят и асистентът трябва да носят правилно проектирани защитни очила, когато използват тези устройства за вътдряване със светлина.

<sup>24</sup>⚠ **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Версията с флуорид се съхранява в хладилник (2-8°C). Чувствителен към светлина. Избягвайте прекомерна топлина.

<sup>24</sup>⚠ Оставете продукта да достигне стайна температура преди употреба. Версията без флуорид се съхранява на стайна температура без флуорид (15-30°C).

☼ Чувствителен към светлина.

**ЗА ПОВТОРНА ПОРЪЧКА:**

**Спринцовки с флуорид:**

- Refer# № UBLBPP за Ultra Band-Lok® Blue спринцовка с бутало
- Refer# № UBLPP за Ultra Band-Lok® Natural спринцовка с бутало
- Refer# № LLUBLBP за Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc спринцовка с 10 найкрайника
- Refer# № LLUBLP за Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc спринцовка с 10 найкрайника

**Спринцовки без флуорид:**

- Refer# № UBLBP за Ultra Band-Lok® Blue спринцовка с бутало без флуорид
- Refer# № UBLPP за Ultra Band-Lok® Natural спринцовка с бутало без флуорид

Refer# № NFLLUBLBP за Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc спринцовка без флуорид с 10 найкрайника

**ГARANЦИЯ:** Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последищия, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба проверете внимателно, за да определите пригодността на продукта за неговата предначанена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

**САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДИСВИКАНИЕ:** Федералният закон ограничавя продажбата на това изделие само от и по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

**CZECH TRANSLATION**

**INDIKACE K POUŽITÍ:**

Ultra Band-Lok® je určen k použití jako ortodontický matricový cement a pro okluzní výstavbu.

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

**Cementace matrice:**

- Důkladně prokličkně ošetřete zuby pomocí 1st & Final®. Opláchněte, osušte a izolujte.
- Leptání skloviny kyselinou není pro cementovací matrice vyžadováno; doporučuje se však při cementování silně namáhaných matricových aparátů
- Naneste kuličku Ultra Band-Lok® na vnitřní stranu matrice.
- Matrici usadte a očistěte veskerý pebytečný přelisk. Umístěte světelný hrot do těsné blízkosti okluzního povrchu zubu. Polymerujte světlem 30 sekund pomalým pohybem v kruhu okolo horní strany matrice. V tomto okamžiku je cement zcela zvyšnětý, což umožňuje okamžitě umístění.

**Pokud používáte stříkačky Luer-Loc:**

- Odsťroubte a sejměte oběma uševřez z hrotu stříkačky.
- Nasaďte hrot na místo a otočte jej jem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude hrot zajištěn na svém místě.
- Po dokončení postupu sejměte hrot a nasaďte zpět hornou úložnou křty, aby byl Ultra Band-Lok® chráněn před světlem.

**Nanášení okluzní výstavby:** Profylickně ošetřete, opláchněte a osušte. Okluzní povrch leptejte po dobu 30 sekund, poté opláchněte, osušte a izolujte. Naneste Ultra Kapela v množství a tvaru potřebném pro okluzní povrch. Polymerujte světlem po dobu 20 sekund. Poznámka: Místo leptání kyselinou doporučujeme použít samolepčatí primer.

**Důležité:** Ultra Band-Lok® je citlivý na okolní světlo. Oznažený nepolymerizovaný produkt chráňte šítem, dokud produkt nebude připraven k polymeraci světlem.

⚠ **OPATŘENÍ:** Nепolymerizované pryskyřice mohou u vnitřných osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží důkladně omýjte mydlem a vodou. Kontakt s ostatními tkáněmi: plochu zasaženou rozlitím okamžitě opračtejte velkým množstvím vody několik minut.

<sup>24</sup>⚠ Použití UV, halogenových a LED polymerizačních světél může být spojené s poškozením očí. Při používání těchto světelných polymerizačních zařízení by měl pacient, lékař a asistent nosit správně navržené ochranné brýle.

<sup>24</sup>⚠ **OMEZENÍ TEPLoty:** Fluoridovou verzi uchovávejte v chladu (2-8°C). Citlivé na světlo. Chraňte před nadměrným teplem. Před použitím nechte produkt dosáhnout pokojné teploty.

<sup>24</sup>⚠ Verzi bez fluoridu uchovávejte při teplotě místnosti (15-30°C).

☼ Citlivé na světlo.

**OPAKOVANÁ OBJEDNÁVKA:**

**Stříkačky s fluorem:**

- Refer# UBLBPP pro tlačnou stříkačku Ultra Band-Lok® Blue
- Refer# UBLPP pro tlačnou stříkačku Ultra Band-Lok® Natural
- Refer# LLUBLBP pro stříkačku Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc s 10 hrotů
- Refer# LLUBLP pro stříkačku Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc s 10 hrotů

**Stříkačky bez fluoridu:**

- Refer# NFUBLBPP pro tlačnou stříkačku Ultra Band-Lok® Blue bez fluoridu

- Refer# NFUBLPP pro tlačnou stříkačku Ultra Band-Lok® Natural bez fluoridu

- Refer# NFLLUBLBP pro stříkačku Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc bez fluoridu s 10 hrotů

**ZÁRUKA:** Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Reliance Orthodontic Products, Inc nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo náležité, vyplývající z použití nebo nemožnosti používat produkty, jak je popsáno. Před použitím je užívatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Užívatel převírá veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti s tím.

**POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS:** Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objektivny zubního lékaře nebo na jejím základě.

**DANISH TRANSLATION**

**INDIKATIONER**

Ultra Band-Lok ® er beregnet som en ortodontisk båndcement og til okklusale opbygninger.

**BRUGSANVISNING**

**Båndcementering:**

- Rens tænderne grundigt med 1st & Final ®. Skyl, tør og isoler.
- Syrætning af emaljen er ikke påkrævet til cementering af bånd; Det anbefales dog ved cementering af højt belastede båndanordninger
- Påfør en perle af Ultra Band-Lok® på indersiden af båndet.

24 ⚠ Andring båndet, rengør overskydende flash. Placer cyklindene i nærheden af tandens okklusale overflade. Langsom tilspind den bevægelse omkring toppen af båndet, lyshærd 30 sekunder. På dette tidspunkt er cementen fuldstændig hårdet, hvilket muliggør øjeblikkelig placering.

**Hvis man bruger Luer-Loc sprøjter:**

- Skriv den sorte opbevaringshætte af og fjern den fra spidsen af sprøjten.
- Sæt spidsen på plads, og drej med uret, indtil spidsen er låst på plads.
- Når proceduren er afsluttet, fjernes spidsen og den sorte opbevaringshætte sættes på igen for at holde Ultra Band-Lok® beskyttet mod lys.

**Occlusal Buildup-applikation:** Rens, skyl og tør. Æts okklusaloverfladen i 30 sekunder, derefter skyl, tør og isoler. Påfør Ultra Band i den mængde og form, der kræves til okklusal o/værladen. Lyshærd 20 sekunder. Bemærk: en selvetsende primer kan anvendes i stedet for fastfyresætning.

**Vigtigt:** Ultra Band-Lok ® er følsom over for omgivende lys. Beskyt det eksponerede unpolymeriserede produkt, indtil produktet er klar til at blive lyshærdet.

⚠ **FORHOLDSREGLER:** Uopolymeriserede resiner kan forårsage hudirritation hos følsomme personer. I tilfælde af kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med andre væv skal det berørte område straks med rigelig mængde vand i flere minutter.

⚠ Brug af UV-, halogen- og LED-hærdelamper kan forbindes med øjensskader. Patienten, lægen og assistenten bør anvende korrekt designede beskyttelsesbriller ved brug af disse lyshærdende enheder.

<sup>24</sup>⚠ **TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Fluoridversion opbevares kølet (2-8°C). Lyfsfølsom. Undgå overdreven varme. Lad produktet nå stuetemperatur inden brug.

<sup>24</sup>⚠ NonFluoride-version opbevaring stuetemperatur (15-30°C).

☼ Lyfsfølsom.

**GEBESTILLING**

**Sprøjter med fluorid:**

- Refer# UBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe
- Refer# UBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe
- Refer# LLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe with 10 tips
- Refer# LLUBLP for Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc syringe with 10 tips

**Sprøjter ikke-fluorid:**

- Refer# NFUBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe NonFluoride
- Refer# NFUBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe NonFluoride
- Refer# NFLLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe NonFluoride with 10 tips.

**GARANTI:** Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produktene som foreskrevet. Det er brugers ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsligede anvendelse. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

**KUN ORDINATION:** Federal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlæge.

**GERMAN TRANSLATION**

**ANWENDUNGSHINWEISE:**

Ultra Band-Lok® ist zur Verwendung als kieferorthopädischer Bandenzement und für okklusale Aufbauten vorgesehen.

**GEBRAUCHSANWEISUNG:**

**Bandenzementierung:**

- Gründliche Reinigung der Zähne mit 1st & Final®. Spülung, Trocknung und Isolierung.
- Eine Kontamination des Zahnschmelzes ist für die Zementierung von Bändern nicht erforderlich; sie wird jedoch für die Zementierung von stark beanspruchten Bandapparaturen empfohlen.
- Ein Kugelchen Ultra Band-Lok® auf die Innenseite des Bandes auftragen.
- Das Band einpressen und überschüssige Grat entfernen. Die Lichtspitze in unmittelbarer Nähe der Okklusalfäche des Zahnes positionieren. Mit einer langsamen Kreisbewegung um die Spitze des Bandes herum 30 Sekunden lang mit Licht aushärten.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Zement vollständig ausgehärtet, so dass er sofort platziert werden kann.

**Bei Verwendung der Luer-Loc-Spritzen:**

- Die schwarze Aufbewahrungskappe von der Kanüle der Spritze abschrauben und entfernen.
- Die Kanüle einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie in ihrer Position verriegelt ist.

24 ⚠ Nach Abschluss des Vorgangs die Kanüle entfernen und die schwarze Aufbewahrungskappe wieder aufsetzen, um den Ultra Band-Lok® vor Licht zu schützen.

**Anwendung für okklusale Aufbauten:** Reinigung, Spülung und Trocknung. Die Okklusalfäche 30 Sekunden lang ätzen, danach spülen, trocknen und isolieren. Ultra Band in der erforderlichen Menge und Form auf die Okklusalfäche auftragen. 20 Sekunden lang mit Licht aushärten. Hinweis: Anstelle der Phosphorsäure-Ätzung kann ein selbstätzender Primer verwendet werden.

**Wichtig:** Ultra Band-Lok® ist empfindlich gegenüber Umgebungslicht. Das freilegende unpolymerisierte Produkt abschirmen, bis es lichtgehärtet werden kann.

⚠ **VORSICHTSMASSNAHMEN:** Unpolymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung hervorufen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Kontakt mit anderem Gewebe: Betroffenen Bereich sofort mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.

⚠ Die Verwendung von UV-, Halogen- und LED-Härtungslampen kann mit Augenschäden einhergehen. Der Patient, der Arzt und die Assistentkraft sollten bei Verwendung dieser Lichthärtungsgeräte eine ordnungsgemäß ausgelegte Schutzbrille tragen.

<sup>24</sup>⚠ **TEMPERATURBEGRENSUNG:** Fluorid-Version gekühlt lagern (2-8°C). Lichtempfindlich. Übermäßige Hitze vermeiden. Das Produkt vor der Verwendung Raumtemperatur einwirken lassen.

<sup>24</sup>⚠ Lagerung der Version ohne Fluorid bei Raumtemperatur (15-30°C).

☼ Lichtempfindlich.

**ZUR NACHBESTELLUNG:**

**Spritzen mit Fluorid:**

- Referenz# UBLBPP für Ultra Band-Lok® Blau Push-Spritze
- Refer# UBLPP für Ultra Band-Lok® Natürlich Push-Spritze
- Refer# LLUBLBP für Ultra Band-Lok® Blauer Farbton Luer-Loc-Spritze mit 10 Kanülen
- Refer# LLUBLP für Ultra Band-Lok® Natürlicher Farbton Luer-Loc-Spritze mit 10 Kanülen

**Spritzen ohne Fluorid:**

- Referenz# NFUBLBPP für Ultra Band-Lok® Blau Push-Spritze ohne Fluorid
- Refer# NFUBLPP für Ultra Band-Lok® Natürlich Push-Spritze ohne Fluorid
- Refer# NFLLUBLBP für Ultra Band-Lok® Blauer Farbton Luer-Loc-Spritze ohne Fluorid mit 10 Kanülen

**GARANTIE:** Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

**VERSCHREIBUNGSPLFLICHTIG:** darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

**ENGLISH TRANSLATION**

**GREEK TRANSLATION**

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:**

To Ultra Band-Lok® προορίζεται για χρήση ως κονία ορθοδοντικών δοκτυλίων και για αναστολέυση στη μαστική επιφάνεια.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**

**Σκλήρυνση δοκτυλίου με κονία:**

- Προηγουμένως καθαρίστε τα δόντια με το 1st & Final®. Ξπλάνετε, στεγνώστε και απομονώστε.
- Για τους δοκτυλίων συνάκλισης με κονία δεν απαιτείται απορρόπηση με οξύ της αδαμάντινης, ωστόσο, συνιστάται για τη συνάκλιση με κονία σεαυκωνών με δοκτυλίων από ανασκάνηση ληψής τάσης
- Εφαρμόστε μια σταγόνη Ultra Band-Lok® στο εσωτερικό του δοκτυλίου.
- Τοποθετήστε τον δοκτύλιο, αφαιρέστε την περιεσώφωση υλίου. Τοποθετήστε το κόνη φωτοπολυμερισμού σε κονική απόσταση από τη μαστική επιφάνεια του δοντίου. Μετακινώντας το αργά και κυκλικά γύρω από την κορυφή του δοκτυλίου, φωτοπολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα. Σε από το σημείο η κονία έχει πολυμεριστεί πλήρως και μπορεί να τοποθετηθεί αμέσως.

**Εάν χρησιμοποιείτε τις συρίγγες με Luer-Loc:**

- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το μαύρο πώμα απόθραύσεως από το σύριγγς της σύριγγας.
- Τοποθετήστε το σύριγγς στην κατάλληλη γωνία και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι το σύριγγς να ασφαλιστεί στη θέση του.
- Στον ολοκληρωθεί η διαδικασία, αφαιρέστε το σύριγγς και αντικαταστήστε το μαύρο πώμα απόθραύσεως για να διατηρήτε το Ultra Band-Lok® προστατευμένο από το φως.

**Εφαρμογή αναστολέυση στη μαστική επιφάνεια:** Προηγουμένως, ξεπλάνετε και στεγνώστε. Απορροπήστε τη μαστική επιφάνεια για 30 δευτερόλεπτα, κολύψτε, ξεπλάνετε, στεγνώστε και απομονώστε. Εφαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα Ultra Band με το κατάλληλο σχήμα στη μαστική επιφάνεια. Φωτοπολυμερίστε για 20 δευτερόλεπτα. Σημείωση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ενεργοποιητής αυτοαπορρόπησης αντί του απορροπτικού ενεργοποιητικού οξέος.

**Σημειώσεις:** Το Ultra Band-Lok® είναι ευαίσθητο στο φως του περιβάλλοντος. Κολύψτε το εκτεθειμένο ή πολυμερισμένο προϊόν έως ότου το προϊόν είναι έτοιμο για φωτοπολυμερισμό.

⚠ **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Οι μη πολυμερισμένες ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν δερματική αντίδραση σε ευαίσθητο δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε προσεκτικά με σαπούνι και νερό. Επαφή με άλλους ιστούς: ξεπλάνετε αμέσως την περιοχή με άφθονη ποσότητα νερού για αρκετά λεπτά.

⚠ Η χρήση λυχνών πολυμερισμού UV, αλογόνου και LED μπορεί να



il est destiné. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

**UNIQUENESS SUR ORDONNANCE :** La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à la vente par ou sur l'ordre d'un professionnel dentaire.

**CROATIAN TRANSLATION**

**INDIKACIJE ZA UPOTREBU:**

Proizvod Ultra Band-Lok® namijenjen je za upotrebu u vidu ortodontskog cementa za prstenove i okluzijske dotacije.

**UPUTE ZA UPOTREBU:**

**Cementiranje prstenova:**

a. Temeljito profilirajte zube sredstvom 1st & Final®. Isperite, osušite i izolirajte.

b. Za cementiranje prstenova nije potrebno jetkanje cakline kiselinom; međutim, preporučuje se kod cementiranja prstenova za naprave koje su pod velikim stresom

c. Nanosite proizvod Ultra Band-Lok® na unutarnju stranu prstenova

d. Postavite prsten, običite višak sredstva.

Postavite svjetlosni vrh u neposrednoj blizini okluzijske površine zuba. Laganim kružnim pokretima oko vrha prstena tretirajte svjetlošću za učvršćivanje u trajanju od 30 sekundi. Nakon toga cement je potpuno učvršćen, što omogućava trenutno postavljanje.

**Ako koristite Luer-Loc strizakce:**

a. Odvijte i skinite crni poklopac za pohranu s vrha strizacke.

b. Postavite vrh na mjesto i uvijte u smjeru kazaljke na satu dok ne vrh zaključa u svom položaju.

c. Nakon završetka postupka skinite vrh i vratite crni poklopac za pohranu kako bi proizvod Ultra Band-Lok® bio zaštićen od svjetlosti.

**Primjena za okluzijske dotacije:** Profilirajte, isperite i osušite. Provedite jetkanje tijekom 30 sekundi, a zatim isperite, osušite i izolirajte. Nanosite Ultra Band u zsinu i obliku potrebnom za okluzijsku površinu. Tretirajte svjetlošću tijekom 20 sekundi. Napomena: Umjesto jetkanja fosforom kiselinom možete se upotrijebiti prajmer za samojekanje.

**Važno:** Ultra Band-Lok® je osjetljiv na ambijentalno svjetlo. Zaštite izdionci nepolimeriziran proizvod sve dok ne bude spreman na svjetlosno učvršćivanje.

⚠ **MJERE OPREZA:** Nepolimerizirane smole mogu kod osjetljive osobe izazvati reakcije na kontakt s kožom, iritaciju i osjetljivost na opće sapunom i vodi. Kontakt s ostalim tkivima: podriće na kojem je došlo do izljeva odmah isperite obilno klorovnom vodom nekoliko minuta.

⚠ Koristenje UV, halogenog i LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očiju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe uređaja za svjetlosno učvršćivanje.

⚠ **OGRAĐENJE TEMPERATURE:** Fluoridnu veziju čuvajte u hladnjaku (2-8°C). Osjetljivo na svjetlo. Izbjegavajte prejeranu toplinu. Ostavite proizvod da postigne sobnu temperaturu prije upotrebe.

⚠ Nefluoridna verzija čuva se na sobnoj temperaturi (15-30°C).

⚠ Osjetljivo na svjetlo.

**PODACI ZA NARUDŽBU:**

• **Spricovi s fluoridom:**  
- Ref nr. UBLBPP za Ultra Band-Lok® Plavu potisnu strizacku

- Ref nr. UBLPP za Ultra Band-Lok® prirodnu potisnu strizaku

- Ref nr. LLUUBLP za Ultra Band-Lok® plavu nijansu Luer-Loc strizacke s 10 rhova

- Ref nr. LLUBLP za Ultra Band-Lok® prirodnu nijansu Luer-Loc strizacke s 10 rhova

**Strizacke bez fluorida:**

- Ref nr. NFUUBLPP za Ultra Band-Lok® plavu potisnu nefluoridnu strizacku

- Ref nr. NFUBLPP za Ultra Band-Lok® prirodna potisna nefluoridna strizacka

- Ref nr. NFLUBLPP za Ultra Band-Lok® plavu nijansu Luer-Loc nefluoridnu strizacku s 10 rhova

**JAMSTVO:** Reliance Orthodontic Products Inc. prihvaća odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Jamstvo nije posjedivim, koji proizlazi iz upotrebe ili neisposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

**SAMO NA REX:** Savršeni zakon ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.

**HUNGARIAN TRANSLATION**

**ALKALMAZÁSI JAVALLATOK:**

Az Ultra Band-Lok® ortodontiai gyökércementként és okkluziális felépítményekhez történő felhasználásra szolgál.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**

**Gyűrű cementálás:**

a. A fogakat polírozza alaposan a 1st & Final®

készítménnyel. Öblítse le, szárítsa meg és izolálja.

b. A zománc savazása nem szükséges a gyűrűk cementálásához; ugyanakkor nagy igénybevételek miatt gyűrűk készülékét cementálásakor ajánlját.

c. Vigyen fel egy csepp Ultra Band-Lok® készítményt a gyűrű belsejére.

d. Helyezze fel a gyűrűt, távolítsa el a felesleges anyagot. Helyezze a lámpahégyet a fog okkluzális felszínének közvetlen közelébe. A gyűrű teteje körül lassú köröket leírva fotopolimerizáljon 30 másodpercig. Ezen a ponton a cement teljesen megkeményedik, lehetővé téve azonnali felhelyezését.

**Amennyiben Luer-Loc feskendők használ:**

a. Csavarja le és távolítsa el a fekete zárókapukat a feskendő végéről.

b. Helyezze a hegyet a helyére, és csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a hegy a kívánt állásban rögzül.

c. Az eljáráás befejezése után vegye le a hegyét és helyezze vissza a fekete zárókapukat, hogy az Ultra Band-Lok® fénytől védett legyen.

**Okkluziális felépítmény felhelyezése:** Polírozza, öblítse le és szárítsa meg. Savazza az okkluzális felszínt 30 másodpercig, majd öblítse le, szárítsa meg és izolálja. Vigye fel az Ultra Band-et a szükséges mennyiségben és formában az okkluzális felszínre. Fotopolimerizáljon 20 másodpercig. Megjegyzés: a foszforos maratás helyett alkalmazható ónsavazó primer.

**Fontos:** Az Ultra Band-Lok® érzékeny a környezeti fényre. Tarkaja le a szabadban hagyott, nem polimerizált terméket, amíg a termék teljesen nem áll a fotopolimerizálásra.

⚠ **ÖVINTÉZÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Egyéb szövetekkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig öblítse le bőséges mennyiségű vízzel.

⚠ Az UV, halogén és LED polimerizációs lámpák használatá szemkárosodással járhat. A betegeket, az orvosokat és az aszisztenseket a fotopolimerizációs eszközök használatá során megfelelően kialakított védőeszközökkel kell védenie.

⚠ **HŐMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁS:** A fluoridot tartalmazó változat hőütéskefnyében (2-8°C) tárolandó. Fényérzékeny. Kerülje a túlzott hőit. Használat előtt hagyja, hogy a termék elérje a szobahőmérsékletet.

⚠ **Fluoridmentes változat szobahőmérsékleten (15-30°C) tárolandó.**

⚠ Fényérzékeny.

**AZ ÜNTERDELÉSHÉSZ:**

**Feskendők fluoridál:**

- Ref# UBLBPP az Ultra Band-Lok® kék nyomófeskendő

- Ref# UBLPP az Ultra Band-Lok® bézs nyomófeskendő

- Ref# LLUUBLP az Ultra Band-Lok® kék színnáryalú Luer-Loc feskendő 10 hegygel

- Ref# LLUBLP az Ultra Band-Lok® természetes színnáryalú Luer-Loc feskendő 10 hegygel

**Fluoridmentes feskendők:**

- Ref# NFUUBLPP az Ultra Band-Lok® kék nyomófeskendő, fluoridmentes

- Ref# NFUBLPP az Ultra Band-Lok® természetes nyomófeskendő, fluoridmentes

- Ref# NFLLUBLP az Ultra Band-Lok® kék színnáryalú Luer-Loc feskendő, fluoridmentes, 10 hegygel

**GARANCIJA:** A Reliance Orthodontic Products Inc. felelősségét vállal a hibásnak bizonyuló termékekért. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a termékeknek a lértak szerinti felhasználásából vagy a helyes használati képességeknek hiányából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetésээр felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden kockázás és felelősség a felhasználótérel.

**KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELÉSEKRE:** A szövetségi törvények értelmében az eszközök kizárólag fogászati rendelővnyre vagy fogszakorvos részére értékesítéek.

**ITALIAN TRANSLATION**

**INDICAZIONI PER L'USO**

Ultra Band-Lok® è concepito per l'uso come cemento per bande ortodontiche e per natiti occlusali.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

**Cementazione delle bande:**

a. Eseguire un'accurata profilassi dei denti con 1st & Final®. Risciacquare, asciugare e isolare.

b. La mordenzatura con acido dello smalto non è necessaria per la cementazione delle bande; tuttavia, è raccomandata quando si cementano apparecchi con bande ad alta sollecitazione.

c. Applicare una piccola quantità di Ultra Band-Lok® all'interno della banda.

d. Posizionare la banda e eliminare l'eccesso di sbavature. Posizionare la punta della lampada in prossimità della superficie occlusale del dente. Muovendosi effettuando un lento cerchio intorno alla parte superiore della banda, fotopolimerizzare per 30 secondi. A questo punto il cemento è completamente indurito e consente un posizionamento immediato.

**Se si utilizzano siringhe Luer-Loc:**

a. Svitare e rimuovere il tappo nero dalla punta della siringa.

b. Mettere la punta in posizione e ruotare in senso orario fino a quando la punta non è bloccata in posizione

c. Al termine della procedura, rimuovere la punta e sostituire il tappo nero per mantenere Ultra Band-Lok® protetto dalla luce.

**Applicazione per rilievo occlusale:** Eseguire la profilassi, risciacquare e asciugare. Mordenzare la superficie occlusale per 30 secondi, quindi risciacquare, asciugare e isolare. Applicare Ultra Band nella quantità e nella forma desiderata sulla superficie occlusale. Fotopolimerizzare per 20 secondi. Nota: è possibile utilizzare un primer automordenzante invece di un mordenzante a base di acido fosforico.

**Importante:** Ultra Band-Lok® è sensibile alla luce. Proteggerlo

il prodotto esposto non polimerizzato fino a quando il prodotto è pronto per essere fotopolimerizzato.

⚠ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti.

⚠ L'uso di lampade polimerizzanti UV, algogene e LED può essere associato a danni agli occhi. Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare protezioni oculari adeguatamente progettate quando si utilizzano questi dispositivi di fotopolimerizzazione.

⚠ **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare la versione al fluoruro refrigerata (2-8°C). Sensibile alla luce. Evitare il calore eccessivo. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

⚠ **Conservare la versione senza fluoruro a temperatura ambiente (15-30°C).**

⚠ Sensibile alla luce.

**PER IL RIORDINO:**

**Siringhe con Fluoruro:**

- Rif# UBLBPP per siringa a pressione Ultra Band-Lok® Blue

- Rif# UBLPP per siringa a pressione Ultra Band-Lok® Natural

- Rif# LLUUBLP per siringa Luer-Lock Ultra Band-Lok® colore blu con 10 punte

- Rif# LLUBLP per siringa Luer-Lock Ultra Band-Lok® colore naturale con 10 punte

**Siringhe senza fluoruro:**

- Rif# NFUUBLPP per siringa a pressione Ultra Band-Lok® Blue senza fluoruro

- Rif# NFUBLPP per siringa a pressione Ultra Band-Lok® Natural senza fluoruro

- Rif# NFLLUBLP per siringa Luer-Lock Ultra Band-Lok® colore blu senza fluoruro con 10 punte

**GARANZIA:** Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, e responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso. **SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA:** la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

**DUTCH TRANSLATION**

**INDICATIES VOOR GEBRUIK:**

Ultra Band-Lok® is bedoeld voor gebruik als orthodontisch bandement en op orthocclusale opbouw.

**GEBRUIKSAANWIJZING:**

**Bandementen:**

a. De tanden met 1st & Final® grondig reinigen. Spoel, droog en isoleer.

b. Zuureten van het email is niet nodig voor het cementeren van banden; het is echter wel aan te bevelen bij het cementeren van banden met hoge druk.

c. Breng een druppel Ultra Band-Lok® aan op de binnenkant van de band.

d. Breng de band aan, verwijder overloppige pasta. Plaats de lichtpunt in de nabijheid van het occlusale oppervlak van de tand. In een langzame cirkel rond de bovenkant van de band bewegen, lichtuitbaring gedurende 30 seconden. Op dit punt is het cement volledig uitgehard, waardoor het onmiddellijk kan worden geplaatst.

**Bij gebruik van de Luer-Loc-sputten:**

a. Schroef de zwarte voorraadpod los en verwijder deze van de punt van de spuit.

b. Zet de punt op zijn plaats en draai met de klok mee totdat de punt vergrendeld is.

c. Wanneer de procedure is voltooid, verwijder t de punt en plaats u de zwarte opslagpod terug om de Ultra Band-Lok® tegen licht te beschermen.

**Toepassing voor occlusale opbouw:** Reinig, spoel en droog. Ets het occlusale oppervlak gedurende 30 seconden, spoel dan af, droog en isoleer. Breng Ultra Band aan in de hoefvelheid en de vorm die nodig zijn voor het occlusale opvatk. Lichtuitbaring gedurende 20 seconden. Opmerking: er kan een zelfstendige primer worden gebruikt in plaats van een ets met fosforzuur.

**Belangrijk:** Ultra Band-Lok® is gevoelig voor omgevingslicht. Scherm het ongepolymeerde product af tot het product klaar is om met licht te worden uitgehard.

⚠ **LET OP:** Ongepolymeerde harsen kunnen bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Bij contact met andere weefsels: gedurende enkele minuten overloeiend spoelen. ⚠ Het gebruik van UV-, halogeen- en LED-uitdardingslampen kan in verband worden gebracht met oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze lichtuithardingsapparaten een goed ontworpen veiligheidsbril dragen.

⚠ **TEMPERATUURBEPERKING:** Fluorideervase gekoeld bewaren (2-8°C). Lichtgevoelig. Vermijd overmatige hitte. Laat het product op kamertemperatuur komen voor gebruik.

⚠ **Niet-fluoride versie bewaren bij kamertemperatuur (15-30°C).**

⚠ Lichtgevoelig.

**NABESTELLING:**

**Sputten met fluoride:**

- Ref# UBLBPP voor Ultra Band-Lok® Blauw duwspuit

- Ref# UBLPP voor Ultra Band-Lok® Natuurlijke Tint duwspuit

- Ref# LLUUBLP voor Ultra Band-Lok® Blauwe Tint Luer-Loc injectiespuit met 10 tps

- Ref# LLUBLP voor Ultra Band-Lok® Natuurlijke Tint Luer-Loc injectiespuit met 10 tps

**Sputten Niet-Fluoride:**

- Ref# NFUUBLPP voor Ultra Band-Lok® Blauw duwspuit NonFluoride

- Ref# NFUBLPP voor Ultra Band-Lok® Natuurlijke Tint duwspuit NonFluoride

- Ref# NFLLUBLP voor Ultra Band-Lok® Blauwe Tint Luer-Loc injectiespuit met 10 tps

**GARRANTIE:** Reliance Orthodontic Products Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vooróór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

**ALLEEN REX:** De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aanpak door de in opdracht van een tandheekkundige.

**NORWEGIAN TRANSLATION**

**INDIKASJONER FOR BRUK:**

Ultra Band-Lok® er tiltenkt for bruk som matrise for ortodontisk serment og for okklusale oppbygginger.

**INSTRUKSJONER FOR BRUK:**

**Sementering med matrise:**

a. Forbehandle tennene grundig med 1st & Final®. Skyll, tørk og isoler.

b. Stryetsing av emaljen er ikke nødvendig for matrisecementering, men det anbefales når man skal seentrere restaurasjonjer som utsettet for høy belastning

c. Påfør en ert med Ultra Band-Lok® på innsiden av matrisen.

d. Plasser matrisen, rens av overflødig materiale. Plasser tysspenen i umiddelbar nærhet til tannens okklusale overflate. Lysherd i 30 sekunder med et langsom sirkelbevegelse rundt matrisen av den. Ved dette punktet er sementen fullstendig herdet, noe som muliggjør umiddelbar plassering.

**Hvis du bruker sprøyter med luerias:**

a. Skru av og fjern den svarte oppbevaringsshetten fra sprøytespissen.

b. Sett spissen på plass, og vri med klokken til spissen er låst i posisjon.

c. Når prosedyren er fullført, fjernes spissen, og den svarte oppbevaringsshetten settes på igjen for å holde Ultra Band-Lok® beskyttet mot lys.

**Oppbygging av okklusal applikasjon:** Forbehandle, skyll og tørk. Ets okklusalt overflate i 30 sekunder, skyll deretter, tørk og isoler. Påfør Ultra Band i den mengde og form som kreves ulla den okklusale overflaten. Lysherd i 20 sekunder. Merk: en selvstendige primer kan brukes i stedet for etsmiddel med fosforsyre.

**Viktig:** Ultra Band-Lok® er følsom for omgivelseslys. Skjerm eksponent ikke-polymerisert produkt til produktet er klart til å lysherdes.

⚠ **FORHOLDSEGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjon hos motålekkelige personer. Ved kontakt med huden, skv grundig med såpe og vann. Ved kontakt med annet vev, sett gjeldende området umiddelbart med store mengder vann i flere minutter.

⚠ **Bruk av UV-, halogent og LED-herdelermer** kan være forbundet med øyeskader. Pasienten, legen og assistenten skal bruke riktige utformede vernebriller når disse herdelermer brukes.

⚠ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Oppbevar hverj med fluor i kjøleskap (2-8°C). Lysetfølsom. Unngå overdreven varme. La produktet nå romtemperatur før bruk.

⚠ **Lysfølsom:** Oppbevar versjon uten fluor ved romtemperatur (15-30°C).

⚠ Systemer.

**NY BESTILLING:**

- Ref nr. UBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue trykksprøyte

- Ref nr. UBLPP for Ultra Band-Lok® Natural trykksprøyte

- Ref nr. LLUUBLP for Ultra Band-Lok® Blue nyanse luerias-sprøyte med 10 spisser

- Ref nr. LLUBLP for Ultra Band-Lok® Natural nyanse luerias-sprøyte med 10 spisser

**Sprøyter uten fluor:**

- Ref nr. NFUUBLPP for Ultra Band-Lok® Blue trykksprøyte NonFluoride

- Ref nr. NFUBLPP for Ultra Band-Lok® Natural trykksprøyte uten fluor

- Ref nr. NFLLUBLP for Ultra Band-Lok® Blue nyanse luerias-sprøyte uten fluor med 10 spisser

**GARRANTI:** Reliance Orthodontic Products Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produktet hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg ikke ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som stammer fra bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. For bruk er det brukers ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

**BARE REX:** Federal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

**POLISH TRANSLATION**

**WSKAZANIA DO STOSOWANIA:**

Ultra Band-Lok® jest przeznaczony do stosowania jako cement ortodontyczny do piórsieni i do odbudowy okluzyjnej.

**INSTRUKCJA STOSOWANIA:**

**Cementowanie piórsieni:**

a. Dokładnie przygotować zęb z użyciem pumeksu 1st & Final®. Spłukać, osuszyć i odizolować zęby.

b. Kwasowe powłoki nocy okrzęne wokół górnj części piórsieni, utwardzając materiał przez 20 sekund. Uwaga: zamiast wytrawiania kwasem fosforowym można zastosować podkład samowytwarzający.

**Ważne:** Cement Ultra Band-Lok® jest wrażliwy na światło obojętne. Osłaniać produkt niepolymeryzowany do czasu, aż będzie gotowy do utwardzenia światłem.

⚠ **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Żywcie niepolymeryzowane mogą wywołać u osób wrażliwych uczulenie na skórę. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie wodą z mydłem. Kontakt z innymi tkankami: miejsce wyekui natychmiast przepłukać obficie wodą przez kilka minut.

⚠ **Stosowanie lamp utwardzających UV, halogenowych i LED może wiązać się z uszkodzeniem oczu.** Podczas korzystania z wymienionych urządzeń do utwardzania światłem pacjent, lekarz i asystent powinni nosić prawidłowo zaprojektowane okulary ochronne.

⚠ **OGRAJENIE TEMPERATURY:** Wersje fluorową przechowywać w lodówce (2-8